

Micro

A combien se monte votre CO ?

Medical

éolys



CO (ppm)

%COHB

20 et plus

3.20+

Fumeur Important

20

3.20

19

3.04

18

2.88

17

2.72

16

2.56

15

2.40

14

2.24

13

2.08

12

1.92

11

1.76

Fumeur Régulier

10

1.60

9

1.44

8

1.28

7

1.12

**Tabagisme Léger
Tabagisme Passif**

6

0.96

5

0.80

4

0.64

3

0.48

2

0.32

1

0.16

**Tabagisme Passif
Non-Fumeur**

Les testeurs de monoxyde de carbone expiré "Smoke Check" et "Micro CO", ainsi que leurs accessoires, font partie d'une très large gamme de matériels de mesure pour l'Exploration Fonctionnelle Respiratoire, fabriqués par MicroMedical et distribués par éolys.

Produit

Référence

Micro CO	MC02
Smoke Check	SC01
Micro CO calibration gas	MCG020
Smoke Check calibration gas	MCG020
Calibration valve with flow indicator	MGA222
Mouthpiece adaptor with one-way valve	PSA2000
Disposable cardboard mouthpieces (sets of 100 pcs)	E-20*
Cardboard mouthpiece dispenser with disposable mouthpieces (50/box)	PSA1300
COBRA software package including interface cable compatible with Micro CO only	CB1000
Replacement sensor for Micro CO	CEL5900
Internal lithium battery for Micro CO	BAT5900
Replacement sensor for Smoke Check	CEL4100

Micro Medical poursuit une politique de développement permanent dans la conception, la fabrication et la performance de ses produits, et de ce fait, se réserve le droit d'en modifier les détails à tout moment sans aucune notification.



VIASYS®
HEALTHCARE
Excellence For Life
RESPIRATORY CARE

EOLYS - SIM SANTE

8 rue de la Grange 69009 Lyon (F)

☎ (0) 4 37 644 750

☎ (0) 4 37 644 759

www.eolys.fr

Micro Medical Limited

PO Box 6, Rochester, Kent ME12AZ, UK

Tel +44 1634 893500

www.micromedical.co.uk



MicroCO avec valise et accessoires