



plus de 25 ans d'expérience



MicroCO® - Testeur CO expiré de référence



CO expiré avec garantie 3 ANS & cellule longue durée.

Benchmark pour les services de tabacologie, les associations de lutte contre le tabagisme, ou les services médicaux d'entreprises.

Mesure du CO sans faille :

Avec les années, le Micro-CO a largement prouvé qu'il était l'outil sur lequel vous pouvez compter en fiabilité ET en longévité.

MUST incontournable !

[en savoir plus](#)

[Documentation](#)

[Demander un devis](#)



[Imprimer](#)

[Agrandir](#)

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

DOCUMENTS

ACCESSOIRES

MicroCO® est le testeur de CO expiré le plus répandu (+ de 30 000 unités distribuées).

Parce que c'est encore et toujours un modèle préféré pour sa très grande fiabilité et pour son indéniable simplicité d'utilisation.

Testeur de CO expiré parfait en dépistage tabac mais surtout en tabacologie pour le suivi du sevrage tabagique.

Très utile aussi en dépistage d'intoxication au CO lorsque les pompiers prennent en charge des patients ayant subi les dégâts d'une fuite d'un appareil ménager par exemple.

Des fonctions essentielles pour ce testeur de CO expiré :

- Affichage de la mesure précise du CO expiré en ppm, de 0 à 100 ppm
- Conversion calculée du COHb en pourcentage (carboxyhémoglobine)
- Simplicité d'usage avec le passage du CO pmm au %COHb via un simple curseur
- Tabagisme traduit par des diodes lumineuses verte, jaune et rouge (+ alarme sonore)
- Aucun temps d'attente entre les souffles, pour l'utilisation intensive des spécialistes
- Cellule de mesure électrochimique sans faille et de longue durée

Garantie 3 ANS hors maintenances correctives



plus de 25 ans d'expérience



MicroCO® - Testeur CO expiré de référence



CO expiré avec garantie 3 ANS & cellule longue durée.

Benchmark pour les services de tabacologie, les associations de lutte contre le tabagisme, ou les services médicaux d'entreprises.

Mesure du CO sans faille :

Avec les années, le Micro-CO a largement prouvé qu'il était l'outil sur lequel vous pouvez compter en fiabilité ET en longévité.

MUST incontournable !

[en savoir plus](#)

[Documentation](#)

[Demander un devis](#)



[Imprimer](#)

[Agrandir](#)

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

DOCUMENTS

ACCESSOIRES

- » Hauteur : 17,00 cm
- » Largeur : 6,00 cm
- » Profondeur : 2,60 cm
- » Poids produit seul : 160 g
- » Poids avec accessoires : 1,00 kg
- » Plage de mesures : 0-100 ppm de CO expiré
- » Calcul : % COHb calculé à partir du CO ppm
- » LEDs et correspondances : VERT (0-6 ppm) JAUNE (7-10 ppm) ROUGE (11-72 ppm) ALARME (supérieur à 72 ppm)
- » Type d'affichage : LCD 3" 1/2
- » Alimentation : 1 pile de 9 V
- » Durée de vie alimentation : Jusqu'à 30 heures d'usage continu, soit environ 2.000 tests
- » Type de capteur : Cellule électrochimique
- » Précision : 1 ppm ou 5%
- » Temps de réponse : inférieur à 15 secondes
- » Sensibilité croisée hydrogène : inférieure à 15%
- » Marquage CE médical : Oui
- » Fabrication sous ISO9001 : Oui
- » Température de stockage : -20 / +70°C
- » Température d'utilisation : +15 / +25°C
- » Humidité de stockage : 30-90% RH
- » Humidité d'utilisation : 15-90% RH



plus de 25 ans d'expérience



MicroCO® - Testeur CO expiré de référence



CO expiré avec garantie 3 ANS & cellule longue durée.

Benchmark pour les services de tabacologie, les associations de lutte contre le tabagisme, ou les services médicaux d'entreprises.

Mesure du CO sans faille :

Avec les années, le Micro-CO a largement prouvé qu'il était l'outil sur lequel vous pouvez compter en fiabilité ET en longévité.

MUST incontournable !

[► en savoir plus](#)



[Documentation](#)

[► Demander un devis](#)



[Imprimer](#)



[Agrandir](#)

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

DOCUMENTS

ACCESSOIRES



Cobra® - Logiciel s...

Logiciel et câble série pour liaison PC sous Windows du Micro CO.

[► en savoir plus](#)



Lot de 100 embouts ...

Lot de 100 embouts carton sous blister - Dim. 20-22-57mm. Mis sous blister...

[► en savoir plus](#)



Embout piègeur pour...

Embout piègeur (lavable) pour testeur de CO expiré avec valve anti-retour.

[► en savoir plus](#)




plus de 25 ans d'expérience



CO Measurement Table

How High Is Your CO?



CO(ppm)	%COHB		Foetal CO %FCOHB
20+	3.20+	HEAVY SMOKER	6.26+
20	3.20		6.26
19	3.04	HEALTH RISK ZONE	5.95
18	2.88		5.63
17	2.72		5.32
16	2.56		5.00
15	2.40	SMOKER	(possible health complications include) 4.69
14	2.24		Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) ¹ 4.38
13	2.08		Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) ² 4.07
12	1.92		Childhood Obesity ³ 3.76
11	1.76		Asthma, Wheezing, Wheezy Bronchitis ¹ 3.44
10	1.60		Poor Birth Weight ⁴ 3.13
9	1.44		Poor Head Circumference ⁵ 2.82
8	1.28	LIGHT SMOKER	Low Gestational Age ¹ 2.50
7	1.12		2.19
6	0.96		1.88
5	0.80		1.56
4	0.64		1.20
3	0.48	NON-SMOKER	0.94
2	0.32		0.63
1	0.16		0.31