

PINCE-NEZ HYGIENIQUE

Consommable pour la pratique d'E.F.R.



EOLYS est spécialiste de la spirométrie depuis 30 ans, et bien sûr des consommables associés.

Les pince-nez sont utilisés lors d'examen d'EFR ou de spirométrie afin de boucher les narines du patient pour que l'air expiré et inspiré ne soit mobilisé que par la bouche et non par le nez.

Ceci afin de fiabiliser au maximum les mesures respiratoires qui sont faites par l'équipement.

En choisissant les pince-nez proposés par Eolys, vous bénéficiez des avantages suivants :

- ⇒ **Bonne pratique**, en évitant ainsi toute fuite nasale possible lors des tests
- ⇒ **Confort d'usage**, car ne font pas mal en n'appliquant pas une trop forte pression
- ⇒ **Lavable et réutilisable**, car en polypropylène : un simple coup de lingette suffit
- ⇒ **Jetable à votre guise**, si vous avez ce protocole de l'usage unique dans votre pratique
- ⇒ **Petite taille**, et donc facile à stocker (de base par 100 mais déconditionnables par 10)

Emballage optimisé

- ⇒ Soit (de base) en carton par 100 pcs (L 24 cm x l 16.5 cm x H 14 cm / 0.52 kg)
- ⇒ Soit (option) déconditionnés & en sachet par 10 pcs (L 24 cm x 16 cm x 2 cm / 0.04 kg)

Caractéristiques techniques

- ⇒ Matière : polypropylène
- ⇒ Longueur totale 65 mm
- ⇒ Diamètre de contact nasal 18 mm