




## ECG de repos connectés




## ECG TABLET

### Tablette Android couplée avec un ECG

- Ecran de 10 pouces pour un réel confort visuel
- Transmission Bluetooth entre boîtier et tablette
- Scope des 12 dérivations en 12, 2\*6 ou 3 pistes
- Acquisition du test en automatique et en manuel
- Calcul des paramètres ECG (affichés et imprimés)
- Envoi du rapport A4 par e-mail et par Bluetooth (Bluetooth direct vers un Macintosh notamment)

## ECG EOLYS® ECG portable

- Portable de 1,4 kg
- Scope **6 / 12 pistes**
- Imprimante interne



- pour rapport 2x6 pistes avec D2 long et **interprétation**
- **Sortie USB** pour connexion directe sur imprimante A4 laser compatible + transfert PC via une simple clé USB