



ECG de repos connectés



ECG-PC EOLYS® ECG 100% connecté

- Liaison sans fil **Bluetooth®**
- Sous **Windows®** et **Android®**
- **12 pistes** sur écran et sur rapport A4
- Export PDF pour interface au logiciel métier
- Sous Windows® : **analyse et interprétation** du HES®
- Sous Android® : **calcul** des paramètres, envoi **email** du **rapport PDF** ou SCP, envoi Bluetooth® vers **Macintosh®**

ECG EOLYS® ECG portatif

- Portable de 1,4 kg
- Scope **6 / 12 pistes**
- Imprimante interne pour rapport 2x6 pistes avec D2 long et **interprétation**
- **Sortie USB** pour connexion directe sur imprimante A4 laser compatible + **transfert PC** via une simple clé USB

