



CO TESTEURS



CO-CHECK+® CO ambient + expiré

- Moderne et ergonomique
- Mesure le **CO environnemental**
avant de mesurer le **CO expiré**
- Affiche CO en ppm, COHb en %
- **Garantie 3 ans** constructeur

MICRO-CO Testeur CO expiré

- **Benchmark** de la spécialité
- Mesure le **CO à 1 ppm près**
- Cellule hors pair capable de
résister à un **usage intensif**
- Affiche CO ppm, COHb %
- **Garantie 3 ans**



CALIBRATION AU CO CO-CHECK+® / MICRO-CO®

- **Tous les ans** il faut calibrer la cellule
- Dans nos ateliers ou par vous-même
- Bouteilles concentrées à 20 ppm de CO
- **Court délai** d'immobilisation en atelier
- Pour **garantir la fiabilité de vos mesures**

