



VISIOTESTEUR

OPTOVIST®

Visiotesteur pour l'industrie

Le PLUS : interface KITRY !

- Dépistage de la vue **complet**
pour tous les profils de poste
- **Piloté depuis un PC**
- Equipé de LCD
(pas de films)
- **Motorisé** pour
se mettre à la
bonne hauteur
- **Toutes distances** réglables
(près, intermédiaire, loin)
- **Tous les tests possible**
(acuité, champ visuel, phorie,
duochrome, fusion, etc ...)
- **Option automatique**
(10 tests en reconnaissance vocale
dont champ visuel, couleur Ishihara, contraste, éblouissement)
- Test sur les porteurs de **verres progressifs**

