



AUDIOMETRES



PDD-401® Audiomètre sur PC

- Fiabilité écouteurs (TDH39)
- Isolation optimale (Peltor)
- Tests conduction aérienne en manuel et automatique
- Indices auditifs calculés, interprétation, MP42
- Le PLUS : Interface avec les progiciels de santé au travail (par Val, Axess, Kitry, IDS, ...)

AMPLIVOX® Audios portables

- **Modèle 116**
Tests manuels
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur



- **Modèle 170**
Tests automatiques
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur



- **Modèle 240**
Tests manuels + auto
Conduction osseuse
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur



CALIBRATION Sur presque toutes les marques