

Amplivox 170

Audiomètre automatique

Amplivox 170 est un audiomètre de dépistage à la fois moderne et économique qui permet de faire des tests manuels et automatiques.

Fonctionnalités abouties

Amplivox 170 est parfait pour répondre aux exigences d'un dépistage en médecine du travail ou en médecine scolaire.

Une fois les tests finis, les résultats peuvent être édités sur imprimante optionnelle, mémorisés pour une exploitation ultérieure, transférés sur ordinateur pour impression A4 (AudiView®) ou être stockés et analysés (AudiBase5®).

Totalement portable

Léger et compact, Amplivox 170 ne pèse que 710 g et peut être emporté partout ; ou utilisé en station fixe.

Design ergonomique

Le panneau de commandes est particulièrement bien étudié pour faciliter la tâche de l'utilisateur : simple d'usage, résultats parfaitement lisibles sur écran. Cet appareil a été conçu pour dépasser les standards.

- * Audiomètre manuel et automatique
- * Compact et facile d'emploi
- * Imprimante portable en option
- * Sortie USB pour transfert PC
- * Logiciel GRATUIT AudiView® pour effectuer des rapports A4
- * Logiciel AudiBase5® en option (stockage, calculs, prédictes, etc.)
- * Micro de communication cabine
- * Temps d'examen réduit
- * Poids de 710 g seulement
- * Réglage fréquences possible



Amplivox 170

Audiomètre automatique

Spécifications techniques

Données entrée/sortie

Sorties:	Gauche, droite CA
Fréquences en Hz:	125, 250, 500, 750, 1K, 1K5* 2K, 3K, 4K, 6K, 8K* *peut être mis/omis en auto
Précision fréquence:	< 1%
Distortion:	<2%
Intensités en CA:	de -10dBHL à 100dBHL (max)
Précision intensités:	jusqu'à 3 dB
Palier d'intensités:	5 dB
Types de test:	Automatique Manuel
Mémoire interne:	12 examens complets
Imprimante dédiée:	Able AP1300

Données physiques

Affichage digital:	2 lignes de 24 caractères
Alimentation secteur:	100-240 V ac 50-60 Hz
Dimensions (mm):	270 x 175 x 68 de haut
Poids (appareil seul):	710 grammes

Standards respectés

L'Amplivox 170 est en parfaite conformité avec les standards suivants:

Sécurité:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiométrie:	IEC 60645-1
Marquage CE:	conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux

Equipement

- * Casque audiométrique
- * Equipé de coques isolantes Audiocup®
- * Témoin de réponse patient
- * Cartes audiogramme (50)
- * Alimentation secteur
- * Manuel utilisateur



Sacoche de transport

L'Amplivox 170 est fourni avec une sacoche très bien adaptée pour transporter l'appareil et tous ses accessoires utiles.

Equipement optionnel

- * Imprimante portable dédiée avec son câble
- * Logiciel informatique Audibase5® et son câble
- * Logiciel informatique AudiView® (à télécharger)
- * Cartes audiogramme additionnelles

Imprimante portable

Pour une édition rapide et efficace des résultats de test, une imprimante légère, portable et thermique, peut être fournie en option.



EOLYS SAS

2 chemin du Vieux Moulin
69160 Tassin La Demi-Lune
Tél. 04 37 64 47 50

Courriel contact@eolys.fr
Site Internet www.eolys.fr

amplivox

Amplivox Ltd, 29-30 Station Approach
Kidlington, Oxford, England, OX5 1JD

Amplivox est concepteur et fabricant d'audiomètres depuis plus de 65 ans
Site web fabricant : www.amplivox.ltd.uk