


**ECG DE REPOS ULTRA PORTABLE (< 700 g)**  
**3/6 PISTES AVEC ANALYSE** (interpr. en option)

## **ECG EOLYS *mini***



Tél. **04 37 64 47 50** Fax 04 37 64 47 59  
E-mail [contact@eolys.fr](mailto:contact@eolys.fr) Web [www.eolys.fr](http://www.eolys.fr)

# ECG DE REPOS ULTRA PORTABLE (< 700 g) 3/6 PISTES AVEC ANALYSE (interpr. en option)

## ECG EOLYS *mini*

• Enregistrement simultané 12 dérivations	• Affichage et impression en 3 et 6 pistes
• <b>Ecran graphique 4" (résolution 240 x 128)</b>	• <b>Imprimante thermique avec papier 80 mm</b>
• Clavier fonctionnel pour réglages appareil	• Détection automatique d'impulsions stimulées
• <b>Acquisition modes automatique et manuel</b>	• <b>Alimentation sur secteur et batterie lithium</b>
• Vitesse d'enregistrement 5/10/25/50 mm/s	• Sensibilité (amplitude) 2.5/5/10/20 mm/mV
• Filtre d'alimentation principale 50/60 Hz	• Filtre disturbance musculaire 25/35 Hz
• Filtre de ligne isoélectrique (0,05 – 1,5 Hz)	• Ajustement automatique de filtres possible
• Fréquence échantillonnage 1.000 Hz/canal	• Convertisseur AC 24 bit
• Autotest de l'appareil à son démarrage	• Signalement contact pour chaque électrode
• <b>Poids brut de l'appareil &lt; 700 grammes</b>	• <b>Dimensions de l'appareil 175 x 115 x 45 mm</b>
• Fabrication européenne / CE médical 0197	• Fabrication européenne sous ISO 9001
• Fourni de base avec câble patient 10 brins, cordon alim. batterie, 1 rouleau de papier, électrodes jetables, adapt. croco, sacoche.	• <u>Fonctions de base</u> : enregistrement ECG avec <b>analyse HES® selon EN60601-2-51</b> (FC, P, PR, QRS, QT, QTc et tracé représentatif P-QRS-T)
• <b>Option suppl. Interprétation HES® textuelle</b> (selon âge patient format jour/mois/année)	• <b>Option suppl. communication Bluetooth</b> avec logiciel PC et application Smartphone Android

