

TUBE® : Filtre antibactérien/antiviral très efficace et à prix réduit chez EOLYS.

Depuis toujours, **EOLYS** est fournisseur des **PNEUMOLOGUES** en France.

Aujourd'hui, grand spécialiste des filtres antibactériens & antiviraux dédiés à la pratique d'E.F.R.

Nos filtres **TUBE®** conviennent parfaitement aux équipements des marques les plus courantes :

JAEGER, VYNTUS, SENSORMEDICS, MEDISOFT, MED GRAPHICS, etc.



En choisissant le filtre TUBE®, vous bénéficierez d'**avantages techniques indéniables** :

- **Certifié** Nelson Laboratories, référence ultime, **Efficace** à 99.9% contre bactéries & virus
- **Pratique** (embout à mordant antifuite), **Rassurant** (conditionné en sachet individuel)
- **Compact** (3 à 4 fois - volumineux que les filtres « soucoupe »), **Facile à stocker** & superposer
- **Pérenne** car disposant d'une péremption à 5 ans ce qui permet de les garder longtemps

Mais grâce à **EOLYS** vous profiterez également de **conditions commerciales très avantageuses** :

- **Prix bas & dégressifs pour quantités** (à partir de 1.000 pcs, 3.000 pcs, 5.000 pcs, etc.)
- **Livraison possible en plusieurs fois** (ex : 1.000 en 2 fois, 3.000 en 3 fois, 5.000 en 5 fois, etc)
- **Facilité de paiement** (prélèvement SEPA pour les libéraux : traitement et livraison + rapides).

Alors vous aussi, consultez-nous et n'hésitez pas à nous demander des échantillons à tester :

Par mail à contact@eolys.fr, par tél. au **04 37 644 750**, ou sur www.eolys.fr (« Demande de devis »).


Nous vous apporterons notre aide et notre savoir-faire avec le plus grand plaisir.

L'équipe EOLYS médical

TUBE® : Filtre antibactérien/antiviral très efficace et à prix réduit chez EOLYS.

EOLYS est un acteur en **pneumologie** depuis plus de 30 ans, spécialiste reconnu de **Spiromètres** portatifs (aujourd'hui connectés sur PC) et bien entendu des **consommables & embouts** associés.

Nous avons construit de très solides partenariats avec des **fabricants européens**, pour vous proposer des **filtres antibactériens et antiviraux** de **grande qualité** pour l'usage de vos pléthysmographes.



Comme nos interlocuteurs, vous allez apprécier notre **réactivité**, notre **capacité à livrer vite et bien**, à savoir gérer des **livraisons échelonnées**, à **stocker pour vous** le reste à livrer, et enfin à vous proposer des **tarifs dégressifs** selon les quantités commandées (de 1.000 à 10.000 pièces par ex.).

Vous aussi, rejoignez nos clients et consultez-nous pour vos filtres ! Comme toujours, **nous nous mettrons en quatre pour vous satisfaire.**

Emballage optimisé du TUBE®

- Mise en sachet micro-perforé individuellement
- Conditionné par 250 pièces (1 carton = 57 x 37 x 25 cm pour 5.7kg)



Caractéristiques techniques du TUBE®

- Embout polystyrène (HIPS) recyclable ; membrane filtrante polypropylène hydrophobique (TECHN)
- Résistance au débit => à 14,00 l/s de débit : 0,93 cm H2O / l/s
- Efficacité de filtration antibactérienne > 99,99 % | efficacité de filtration antivirale > 99,9%
- Espace mort : 29,52 cm3 (adaptateur éventuel non inclus)
- Zone de filtration : 11,46 cm2 | Zone d'échange de filtration > 34,00 cm2
- Dimensions du filtre : 18,00 x 34,00 mm | Poids unitaire du filtre : 18,00 g