



D.M. connectés



D.M. connectés




Téléassistance & Téléformation



04 37 64 47 50

contact@eolys.fr

www.eolys.fr



ECG repos, Spiromètre, Audiomètre, Visiotesteur



**Spécialiste des Dispositifs Médicaux connectés
ou des dispositifs traditionnels (consultez-nous)**



ECG de repos connecté PC sous Windows

Spiromètre connecté PC sous Windows

Audiomètre connecté PC sous Windows

Visiotesteur connecté PC sous Windows


04 37 64 47 50

contact@eolys.fr

www.eolys.fr



SPIROMETRE



PDD-301

Spiromètre 100% connecté PC

- Pneumotachographe tube de Pitot
- Accessoire lavable / interchangeable
- Encore **plus protecteur** avec des filtres antiviraux et antibactériens
- Logiciel **complet & professionnel**
- Prise en main rapide, très intuitif
- Indices qualité, interprétation auto
- Export PDF automatique du rapport



Des **consommables non captifs**
Exemples de filtres antibactériens :




AUDIOMETRE

PDD-401

Audiomètre 100% connecté PC

- **Conduction aérienne** avec casque Peltor muni des écouteurs de référence (TDH39)
- **Tests manuel, automatique, semi-auto** avec personnalisation des protocoles
- **Très convivial et très facile à utiliser**
- Indice qualité test auto, interprétation
- Calcul des déficits auditifs dont MP42
- Export PDF automatique du rapport



ECG DE REPOS



ECG-PC EOLYS (le must)

ECG EOLYS / EOLYS mini

ECG connecté / ECG classique

- Connexion PC : **Bluetooth** et/ou **USB**
- Scope sur écran en **12/6/3** pistes
- Tracé avec mesures et analyse ECG
- **Interprétation** (ECGPC / ECG EOLYS)
- Export PDF automatique du rapport



Des **consommables non captifs** :
Electrodes jetables et/ou **ceintures ECG**
Electrodes classiques, papiers quadrillés



VISIO TESTEUR

OPTOVIST 2

Visiotesteur connecté PC

- Connexion PC : **USB, Bluetooth, Wifi**
- Tout type de test, toutes distances
- Examens adaptés aux postes de travail
- **Mode automatique** (vocal + bouton)
- Export PDF en **1 clic** du rapport A4



- Acuité visuelle près/inter./de loin
- Mollette spéciale **verres progressifs**
- Hypermétropie, duochrome, phorie, astigmatisme, **champ visuel** 40 diodes, Ishiara, contraste/éblouissement, etc.