



AUDIOMETRES



SPIROMETRES



CO TESTEURS



PDD-401® Audiomètre sur PC

- **Fiabilité écouteurs** (TDH39)
- **Isolation optimale** (Peltor)
- Test en conduction aérienne **en manuel et automatique**
- ISO7029 (théorique), calcul, **interprétation selon MP42**
- **Le PLUS** : interface avec les logiciels de santé au travail (de Val, Axess, Kitry, IDS, ...)

AMPLIVOX® Audiomètres portables

- **Modèle 116**
Tests en manuel
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur
- **Modèle 170**
Tests en automatique
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur
- **Modèle 240**
Test manuel et auto
Conduction osseuse
Option imprimante
Sortie USB pour PC
Sacoche, alim. secteur



SPIRO-USB® Spiromètre sur PC

- **Modèle de référence** car toujours fiable, reproductible sans calibrage et robuste
- **Plug & play** (branchez, soufflez)
- Logiciel professionnel mais **simple et convivial** pour tous
- **Le PLUS** : interface avec les logiciels de santé au travail (de val, Axess, Kitry, IDS, ...)

MICROLOOP® & MICROLAB® Spiros portables

- **Parfaits pour vacation** et usage en mobilité
- PDA couleur avec de **nombreuses fonctions**
- Sortie USB pour transfert sur PC ou sur imprimante



PBF100® et TUBE® Filtres antibactériens

- **Un modèle traditionnel** avec membrane Filtrete® par 3M
- **Un modèle plus longitudinal** pour important gain de place
- **Adaptation à toute marque**
- Tarifs très dégressifs



CO-CHECK+® CO ambiant et expiré

- **Moderne** et ergonomique avec large afficheur LCD
- **CO environnemental** possible avant la mesure du **CO expiré**
- Affiche **CO en ppm + COHb en %**
- Livré avec trousse de transport et **une garantie 3 ans**

MICRO-CO® Testeur de CO expiré

- **Benchmark** de la spécialité (+50.000 unités dans le monde)
- Mesure le **CO à 1 ppm près**
- Cellule hors pair capable de résister à un **usage intensif**
- Affiche CO ppm et COHb%
- **Garantie 3 ans**



CALBRAGE AVEC CO ETALON testeurs CO-Check+ / Micro-CO

- 1 fois par an il faut calibrer la cellule pour **maintenir la fiabilité** de mesure
- Dans nos ateliers ou par vous-même
- Bouteilles concentrées à 20 ppm de CO
- **Court délai** d'immobilisation en atelier



Plus de 20 ans d'expérience à votre service



Plus de 20 ans d'expérience à votre service



Plus de 20 ans d'expérience à votre service



VISIOTESTEUR

OPTOVIST®

Visiotesteur pour industrie

- Dépistage **complet**
- Equipé de LCD (pas de films)
- **Motorisé** pour se mettre à la bonne hauteur
- **Toutes distances** (près, intermédiaire, loin)
- **Tous les tests possible** (acuité, champ visuel, phorie, duochrome, fusion, astigmatisme, couleurs, etc ...)
- Test sur les porteurs de **verres progressifs**
- **Option automatique** (10 tests possible en reconnaissance vocale : tests de base + champ visuel, couleurs Ishihara, contraste, éblouissement)




- Examens **pilotés depuis un PC**
- Création sur mesure de batteries de tests selon les postes de travail
- **Le PLUS** : interfacé avec KITRY



Plus de 20 ans d'expérience à votre service



ECG DE REPOS




ECG-PC EOLYS® ECG 100% informatisé

- Liaison sans fil en **Bluetooth®**
- **12 pistes** sur écran et sur rapport
- Avec analyse et **interprétation HES**
- **Export PDF** automatique du rapport
- **Le PLUS** : interfacé directement à KITRY

ECG EOLYS® ECG traditionnel

- **Portable** 1.4 kg
- Scope/tracé **6/12 pistes**
- **Analyse/interprétation**
- Sortie **USB** (imprim. A4 et PC)



ACCESS./CONSOS Ceintures / électrodes u.u.

- Ceinture pectorale universelle
- Ceinture complète 12 dérivations
- Electrodes jetables à languette
- Electrodes jetables à pression



Plus de 20 ans d'expérience à votre service



ECG de repos, CO-testeurs, Visio-testeurs, Spiromètres, Audiomètres, Consommables et Accessoires associés, Maintenances et SAV, Téléassistance, Téléformation, ...



Fournisseur de matériel médical de spécialité depuis 1992, éolys fait profiter de son professionnalisme et de sa longue expérience aux acteurs de santé au travail en leur proposant une large gamme d'équipements de mesure du dernier cri, la formation appropriée à leur usage et un service optimum en avant-vente et après-vente.

EOLYS SAS, 8 rue de la Grange 69009 LYON (F)
Tél. 04 37 64 47 50 Télécopie 04 37 64 47 59
E-Mail contact@eolys.fr Web www.eolys.fr