




SANTE AU TRAVAIL



SANTE AU TRAVAIL



Téléassistance & Téléformation



ECG repos, Spiromètre, Audiomètre, Visiotesteur



Spécialiste des dispositifs médicaux connectés
ou des dispositifs traditionnels (consultez-nous)



ECG de repos connecté PC sous Windows

Spiromètre connecté PC sous Windows




Audiomètre connecté PC sous Windows

Visiotesteur connecté PC sous Windows



SPIROMETRE



PDD-301

Spiromètre 100% connecté PC

- Pneumotachographe tube de Pitot
- Accessoire lavable / interchangeable
- Encore plus protecteur avec des filtres antiviraux et antibactériens
- Logiciel complet & professionnel
- Prise en main rapide, très intuitif
- Indices qualité, interprétation auto
- Export PDF automatique du rapport
- Interface logiciels de santé au travail

Des consommables non captifs
Exemples de filtres antibactériens :



AUDIOMETRE

PDD-401

Audiomètre 100% connecté PC

- Conduction aérienne avec casque Peltor muni des écouteurs de référence (TDH39)
- Tests manuel, automatique, semi-auto avec personnalisation des protocoles
- Très convivial et très facile à utiliser
- Indice qualité test auto, interprétation
- Calcul des déficits auditifs dont MP42
- Export PDF automatique du rapport
- Interface directe aux logiciels patients



ECG DE REPOS




ECG-PC EOLYS (le must)

ECG EOLYS / EOLYS mini

ECG connecté / ECG classique

- Connexion PC : Bluetooth et/ou USB
- Scope sur écran en 12/6/3 pistes
- Tracé avec mesures et analyse ECG
- Interprétation (ECGPC / ECG EOLYS)
- Export PDF automatique du rapport
- Interface logiciel Kitry (ECGPC-EOLYS)

Des consommables non captifs :
Electrodes jetables et/ou ceintures ECG
Electrodes classiques, papiers quadrillés



VISIO TESTEUR

OPTOVIST 2

Visiotesteur connecté PC

- Connexion PC : USB, Bluetooth, Wifi
- Tout type de test, toutes distances
- Examens adaptés aux postes de travail
- Mode automatique (vocal + bouton)
- Export PDF en 1 clic du rapport A4
- Interface directe au logiciel Kitry



- Acuité visuelle près/inter./de loin
- Mollette spéciale verres progressifs
- Hypermétropie, duochrome, phorie, astigmatisme, champ visuel 40 diodes, Ishiara, contraste/éblouissement, etc.