



**ESSAI, Dominique**

**ID**

**Masc. 43 Ans 90,0 kg 175,0 cm**

**Né(s) le: 15/10/1981**



Paramètres	PRE [dB]			POST [dB]			Différence [dB]			Interprétation
	G	D	Valeur	G	D	Valeur	G	D	Valeur	
PAM	20	13	16							Audition normale
MP42	15	10	10							Atteinte du stade de surdité professionnelle: 0 - Non
IPA	8	8	8							

125	250	500	750	1,0k	1,5k	2,0k	3,0k	4,0k	6,0k	8,0k	Fréquence [Hz]	125	250	500	750	1,0k	1,5k	2,0k	3,0k	4,0k	6,0k	8,0k
5	5	10	10	10	10	25	10	15	0	10	10/07/2024 16:40:58	20	10	10	10	5	15	15	10	10	5	15

**Pré Test**                      **Post Test**  
 — — — GAUCHE            —————  
 - - - DROITE                —————

**GAUCHE**

**DROITE**



Commentaires :

Rapport démonstratif de la pratique simple et rapide d'une audiométrie de dépistage avec le PDD-401.

Ici se trouve l'espace des commentaires qu'un opérateur peut saisir juste après le test, afin qu'ils soient lus par le médecin destinataire.

Et afin que son analyse des résultats et la conduite à tenir soient facilités.