


Résultats d'analyse et d'interprétation

| Données patient | |
|------------------------------|---------------------------|
| Numéro | |
| Prénom | |
| Nom de famille | SIMULATEUR-ECG |
| Date de naissance | 1976.01.10 |
| Date: | 2011.04.20 14:53:08 |
| Longueur: | 10 s |
| Heure du début de l'analyse: | 14:53:08 |
| HR | 59 /min |
| P | 104 ms PR 170 ms |
| QRS | 94 ms |
| QT | 366 ms QTc 363 ms QTr 0 % |
| Vecteurs frontaux: | P 49° QRS 48° T 51° |

RYTHME
rythme sinusal
CONCLUSION
artéfact 7µV faible
Q dans : V2
EVALUATION QRS-T
ECG normal
SOMMAIRE
ECG normal



| | I | II | III | aVR | aVL | aVF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| mesures dans QRS | | | | | | | | | | | | |
| durée de Q | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 16 | 22 | 24 | 24 |
| amplitude de Q | -50 | -105 | -55 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | -55 | -80 | -110 | -85 |
| durée de R | 50 | 46 | 42 | 24 | 58 | 46 | 36 | 34 | 42 | 46 | 48 | 48 |
| amplitude de R | 820 | 1215 | 395 | 160 | 210 | 805 | 180 | 355 | 780 | 960 | 905 | 645 |
| durée de S | 24 | 26 | 28 | 48 | 0 | 26 | 40 | 38 | 32 | 26 | 22 | 18 |
| amplitude de S | -105 | -215 | -115 | -1015 | 0 | -165 | -445 | -730 | -530 | -225 | -105 | -60 |
| valeur de Q/R | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,13 |
| valeur de R/S | 7,81 | 5,65 | 3,43 | 0,16 | - | 4,88 | 0,40 | 0,49 | 1,47 | 4,27 | 8,62 | 10,75 |
| intégral | 203 | 274 | 71 | -239 | 66 | 172 | -60 | -90 | 79 | 203 | 214 | 153 |
| mesures dans ST-T | | | | | | | | | | | | |
| amplitude ST | 21 | 33 | 12 | -27 | 5 | 23 | 5 | 9 | 20 | 26 | 21 | 15 |
| amplitude de T+ | 305 | 480 | 175 | 0 | 65 | 330 | 95 | 155 | 290 | 385 | 290 | 240 |
| amplitude de T- | 0 | 0 | 0 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intégral | 319 | 502 | 183 | -409 | 70 | 341 | 97 | 157 | 298 | 401 | 302 | 244 |
| mesures dans P | | | | | | | | | | | | |
| amplitude de P+ | 115 | 175 | 60 | -145 | 30 | 120 | 60 | 65 | 80 | 120 | 100 | 75 |
| amplitude de P- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intégral | 65 | 97 | 33 | -81 | 16 | 65 | 32 | 36 | 43 | 65 | 55 | 42 |

durée en ms, amplitude en µV, aires en µV * ms * 0.01

EOLYS
2 Chemin du Vieux Moulin
69160
TASSIN LA DEMI-LUNE