

## Consommable pour l'EFR **SERINGUE D'ETALONNAGE 3L**



### **CARACTERISTIQUES :**

- Haute précision (volume certifié)
- Parfaite étanchéité (indispensable pour garantir la calibration)
- Portabilité et maniabilité du produit (peut être passé d'un centre à un autre)

### **APPLICATION :**

- Vérification de l'étalonnage de vos matériels d'E.F.R. (spiromètres, pléthysmographes, etc.)
- Correction de la calibration de votre matériel si c'est un pneumotachographe
- Vous êtes ainsi en mesure d'éditer avec votre matériel (s'il celui-ci le permet) un rapport de calibrage destiné à vos audits internes

### **SPECIFICATIONS :**

- Volume : 3 litres
- Connexion : ISO-30 médical, adapté à un diamètre utile de capteur 30 mm
- Adaptation : il nous est possible de vous fournir une bague adaptatrice afin d'y relier votre matériel si son diamètre de connexion n'est pas 30 mm
- Taille : 520 \* 120 \* 110 mm
- Poids : 2,1 kg